



## FREE NOSE® PROPOLIS - SALINE SOLUTION - NASAL SPRAY

**FREE NOSE® Propolis** is a medical device for adults and children from 1 year, formulated with a saline solution with 0.9% of sodium chloride. It is indicated in the nostrils hygiene by dragging in pathological processes as rhinitis, excessive secretions, flu and catarrhal processes. It also contains extracts of propolis and thyme, which provide it a pleasant aroma.

### Composition:

Purified water, sodium chloride (0.9%), propolis glycerinated extract, EDTA disodium salt dehydrate, thyme glycerinated extract, benzalkonium chloride and sodium hydroxide.

### Directions of use:

1. Shake the bottle before use and remove the protective cap. The first time it is used, it may require pressing several times the applicator until the pulverization of the product.
2. Introduce gently the nasal applicator in one nostril and press the pump to apply the product with a light massage on the area.
3. Let drain the excess solution in order to extract the mucus, and then blow.
4. Repeat the process with the other nostril.
5. Clean the tip with water and dry.
6. Cover the nasal applicator with the protective cap until the next use.

### Recommended dose:

From 1 year: 1 spray up to 3 times a day.

### Contraindications and adverse effects:

- No adverse effects have been described at the recommended therapeutic doses, but if you experience side effects, consult your usual doctor or pharmacist.
- First treatment can produce aqueous rhinorrhea banal, natural due to the effect of the components.
- Any serious adverse event related to this product must be declared to the manufacturer, distributor and national health authority in your country.

### Warnings and precautions:

- For hygienic reasons and to prevent the transmission of pathogens, this container should not be used by more than one person.
- In case of known or suspected allergy to any of the components of this medical device, as a precaution, it is advisable not to use.
- Keep out of reach of children.

### Conservation and expiry date:

- Do not use the product after the expiry date shown on the box and the bottle.
- Maintain in a dry and cool place. Keep below 40°C.
- Discard 3 months after opening.
- Deposit the bottle and the protective cap in the corresponding containers.

### Presentation:

Spray without propellant gas in a 20 ml bottle with nasal applicator.

Date of last review: 29-10-2021

Knowing your experience with the product will allow us to grow



YSANA® VIDA SANA  
PHARMALINK, S.L.

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - SPAIN  
Customer service: +34 666 570 401  
www.pharmalink.es - www.ysana.com



REF PL0085



## FREE NOSE® PRÓPOLIS - SOLUCIÓN SALINA - ESPRAY NASAL

**FREE NOSE® Própolis** es un producto sanitario para adultos y niños a partir de 1 año, formulado a base de solución salina con un 0,9% de cloruro de sodio. Indicado para la limpieza de las fosas nasales por arrastre en procesos patológicos de rinitis, secreciones excesivas, procesos gripales y catarrales.

Contiene también extractos de própolis y tomillo, que le confieren un agradable aroma.

### Composición:

Agua purificada, cloruro de sodio (0,9%), extracto glicerinado de própolis, EDTA sal disódica dehidrato, extracto glicerinado de tomillo, cloruro de benzalconio e hidróxido de sodio.

### Modo de empleo:

1. Agitar el envase y retirar el tapón protector. La primera vez que se utilice, puede ser necesario presionar varias veces la bomba antes de que el producto se pulverice.
2. Cuidadosamente introducir el aplicador en un orificio nasal y presionar la bomba para aplicar el producto con un ligero masaje en el área.
3. Dejar drenar el exceso para extraer la mucosidad, después sonarse.
4. Repetir el proceso en el otro orificio.
5. Limpiar el aplicador con agua y secar.
6. Cubrir el aplicador con el tapón protector hasta nuevo uso.

### Dosis recomendada:

A partir de 1 año: 1 pulverización en cada fosa nasal 3 veces al día.

### Contraindicaciones y efectos adversos:

- No se han descrito efectos adversos a las dosis terapéuticas recomendadas, pero si experimenta efectos adversos, consulte con su médico o farmacéutico habitual.
- El primer tratamiento puede producir rinorrea acuosa, banal, natural debido al efecto de los componentes.
- Cualquier incidente adverso relacionado con el producto debe ser comunicado al fabricante, distribuidor o a la Autoridad Sanitaria competente (AEMPS).

### Advertencias y precauciones:

- Por motivos de higiene y para prevenir la transmisión de patógenos, este envase no debe ser usado por más de una persona.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario, como precaución, es recomendable no usarlo.

### Conservación y fecha de caducidad:

- No usar este producto después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la botella.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C.
- Desechar 3 meses después de su apertura.
- Deposite la botella y el tapón en los contenedores correspondientes.

### Presentación:

Espray sin gas propelente en botella de 20 ml con aplicador nasal.

Fecha de la última revisión: 29-10-2021

Conocer tu experiencia con el producto nos permitirá crecer



YSANA® VIDA SANA  
PHARMALINK, S.L

Av. Universitat Autònoma, 13 - Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA - SPAIN  
Atención al cliente: +34 666 570 401  
www.pharmalink.es - www.ysana.com



REF PL0085



MDR\_FN\_PROPOLIS+1\_leaflet

07 / 10 / 2021

V1.LP3

YSANA

PharmaLink